

新製品

ラボ グルコ  
LAB Gluco

キャンペーン中!  
50% OFF  
平成26年5月1日~6月30日

## 実験動物のグルコース測定に！

ヘマトクリットによる測定への影響を軽減します

センサー挿入口

イジェクター



### 特長


- イジェクターで衛生的な廃棄
- 5秒の迅速測定
- 1.1 $\mu$ Lの微量検体
- 400回分の測定値を記録



試験研究用  
Research Use Only

※医療目的・診断目的ではご使用になれません。

FORA®



す



A<sup>®</sup>

